



moffit for Clinic — 導入・活用ガイド

口腔機能管理を、これひとつで。

MFT・口腔機能管理の「問診・評価・処方・文書・家庭での実施確認」を、紙のやりとりなしでひとつのアプリに。

実際の使いかた — 患者さんが来てから、次の来院まで

- 患者さんにリーフレットを渡す**
保護者がおうちでアプリを入れ、問診票に回答しておいてくれます（約2分・登録不要）。
らく 紙の問診票と待合での記入時間が消えます
- 来院時、QRコードで連携**
患者登録してQRを発行、患者さんのスマホで読み取ってもらうと連携完了。回答済みの問診がその場で手元に届きます。
らく 連携は10秒。問診の転記ゼロ
- チェックリストと検査を記録**
口腔機能のチェックリストにチェック、舌圧・口唇閉鎖力の検査値を入力。問診の内容は評価画面に自動反映されます。
らく 該当数を自動で数えて、診断の参考に
- 処方を作成**
20種のプリセット・セットから選ぶだけ（回数の規定値入り）。作成した瞬間、患者さんのアプリにメニューが届きます。
らく 宿題の出し忘れ・伝え漏れがなくなります
- 指導文書を印刷して渡す**
評価内容から自動引用してA4一枚の実地指導文書を作成・印刷。医院別の署名に対応。
らく 文書作成1分。印刷してそのまま渡せます
- おうちでの実施が毎日届く**
患者さんはできたらタップするだけ。リマインド通知はアプリが自動で送り、記録済みの日は送りません。
らく 「やっていますか？」の確認・催促が不要に
- 次の来院 — 見てから診る**
直近7日のグリッドと検査値の推移グラフを見てから診察へ。再評価して月次の管理・算定につなげます。
らく 聞き取りゼロで、指導が具体的に

算定の目安（参考情報）

小児口腔機能管理料 1 / 2	90 / 50点
該当項目数の集計を参考表示	月1回
口管強加算（届出医療機関）	+50点
歯科口腔リハビリ料3	50点
	月2回
舌圧検査 / 小児口唇閉鎖力検査	140 / 100点
検査値はアプリに記録・推移表示	3月毎

※2026年6月改定時点の参考情報です。
初回算定時は口腔内・口腔外カラー写真の撮影が求められます（以後3回に1回以上・カルテ保存）。
正確な要件は最新の点数表・留意事項通知をご確認のうえ、算定のご判断は診療内容に基づき先生ご自身でお願いします。

今日からはじめる



iPhone / iPad



Android

ストア検索「moffit for Clinic」でも見つかります。
患者3人まで、
全機能をずっと無料でお試しください。